

口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」
FS-102

Oral Irrigator

水流がすばやく

歯間や舌をキレイに

防水
IPX7

(JIS C 0920 準拠)

歯茎の衰え、歯周ポケットが
気になる方

矯正器具をお使いの方

ブリッジやインプラントが
ある方

最大約 210ml/min の
吐出量ですばやく洗浄

※スタンダードモード/
水圧強時



舌洗浄に対応した
ノズル付

旅先でも使える
USB充電式 (Type-C)



 dretec

株式会社ドリテック

<https://www.dretec.co.jp>

東京 〒110-0005
支店 東京都台東区上野 6-16-17
上野昭和通ビル 9F
TEL 03-5846-5203
FAX 03-5846-5209

大阪 〒532-0011
支店 大阪府大阪市淀川区西中島 5-11-10
第3中島ビル 8F D室
TEL 06-6755-9488
FAX 06-6755-9477

HPはこちら



歯と歯の間の歯垢除去率 *UP*

歯ブラシだけでは歯間の約6割しか落とせていません。(出典：山本他日本歯周病誌1975)

口腔洗浄器を合わせて使うことで、見逃しやすい歯間の汚れをスッキリ洗浄できます。

舌洗浄に対応したノズル付

舌表面に付着している白い汚れ(舌苔)は口臭の原因の一つとされています。

舌表面を洗浄することで口臭を和らげることが期待できます。

気になる舌表面の汚れを水流で洗浄。



奥から手前に

舌洗浄のコツ

舌を出して見える範囲約3/4を洗浄します。(舌の奥までノズルを入れないよう注意してください。)



3つのモード・水圧が選べる

強
中
弱

MODE 1

スタンダード

一定の水流で汚れを落とします。

MODE 2

パルス

水に脈動を与え、汚れを落とします。

MODE 3

ポイント

「ON/OFF」ボタンを押している間だけ作動します。

品番 FS-102

質量 約 250g(ノズルを含む)

水タンク容量 約 250ml

品名 口腔洗浄器「ジェットクリーン グリフィ」

防水仕様 IPX7^{※1}

吐出量 約 210ml/min

※スタンダードモード / 水圧レベル強時

寸法 約 W57×D73×H303mm(ノズル取付時)

内蔵電池 充電式リチウムイオン電池
3.7V 1400mAh

付属品

ノズル / 舌用ノズル各1個
充電用 USB ケーブル^{※2※3}

※1 常温の水道水(静水)の水深1mのところに機器を沈め、約30分間放置して取り出したときに、内部に浸水せず機器の性能を保つこと。

※2 ACアダプタは付属していません。必ず5V/1A以上のACアダプターをご使用ください。

※3 Type-C