



Dr. Sonic

「ドクター・ソニック」交換用ブラシ

ドリテック
音波式電動歯ブラシ
「ドクターソニック」
品番：TB-303
にご使用ください



約3ヶ月を目安として交換することをおすすめします。

また、3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換の時期です。

※ブラシの交換は電動歯ブラシの取扱説明書に従って行なってください。

※他の製品に付けて使用しないでください。

適用機種	TB-303
耐熱温度	70℃
毛のかたさ	やわらかめ

品質表示

柄：ABS樹脂
毛：ナイロン



台紙



パック：PET

品名	「ドクターソニック」交換用ブラシ	
品番	KB-303	MADE IN CHINA
KB-303BL		
4 536117 012880		

輸入発売元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

URL：http://www.dretec.co.jp

お客様相談センター

0120-875-019

(受付時間：月～金10：00～12：00、13：00～16：00
祝祭日および当社指定休日を除く)