



Cinnamoroll



MY MELODY



KUROMI

菌の増殖を抑える  
**抗菌**  
タイプ  
JIS Z 2801 準拠

体温計に

# サンリオキャラクターズデザイン

## が登場!

予測検温と実測検温ができるやわらかタッチ体温計。  
日々の健康管理をサンリオキャラクターたちと一緒に!

予測検温 **約15秒** ですばやく検温

**先が曲がって** わきにフィット



キャラクターの  
名前入り

収納ケース付!



検温結果に応じて **2種類のブザー**

でお知らせ

医療機器認証番号: 227AKBZX00022A03

医療機器分類: 管理医療機器

販売名: 電子体温計TO-206

品名/品番: やわらかタッチ体温計/TO-206

測定範囲: 32.0~42.9℃

31.9℃以下で「L」マーク表示

43.0℃以上で「H」マーク表示

測定精度: ±0.1℃(恒温水槽で実測測定)

周辺温度 10~40℃の時

温度表示: 3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎

電撃保護: 内部電源機器BF形

測温部: サーミスタ

使用環境湿度: 10~40℃

30~90%RH(結露なきこと)

保管環境湿度: -10~60℃

30~90%RH(結露なきこと)

寸法: 約 W140×D22×H12mm

質量: 約 13g(電池を含む)

種類: 電子体温計 一般用

測定方式: 予測・実測(わき下)

製造販売元: 株式会社ドリテック  
埼玉県越谷市流通団地 2-3-9

©2024 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. LI65-1010044



株式会社ドリテック

<https://www.dretec.co.jp>

東京 〒110-0005

支店 東京都台東区上野 6-16-17

上野昭和通ビル 9F

TEL 03-5846-5203

FAX 03-5846-5209

大阪 〒532-0011

支店 大阪府大阪市淀川区西中島 5-11-10

第3中島ビル 8F D室

TEL 06-6755-9488

FAX 06-6755-9477

HPはこちら

