

服薬管理アイテム

お薬DAYアラーム



4 1日最大
つの時間をセット可能

光と音

でお知らせ



時計表示



カレンダー表示



リピート機能



音量切替



服薬管理アイテム

(別売品)

お薬WEEKカレンダー



- 1週間分の薬を管理
- 飲み忘れが一目でわかる透明ポケット
- お薬アラームが収納できる大きいポケット
(お薬手帳)
- 入れ替えカードで自分専用カスタマイズ

Mon	Morning
	Noon
Tue	Evening
Wed	Night
	Morning
Thu	Morning

あさ	月
ひる	火
ゆう	水
ねる前	木
朝食前	金
朝食後	土
昼食前	日
昼食後	
夕食前	
夕食後	
食間	

仕様 (T-633)

寸法 約 W71×D24×H91mm
重量 約 115g(電池含む)

表示方法 液晶デジタル 4桁×4
アラーム鳴動時間 約 30秒(スヌーズ機能5分後1回)

仕様 (SK-100)

寸法 全体サイズ:約 W38.0×D5.5×H68.0cm
ポケット(小):約 W8.0×H5.0cm
ポケット(大):約 W12.0×H13.0cm

重量 約 0.2kg(カードを除く)
材質 本体:ポリエステル、PVC



株式会社ドリテック

<https://www.dretec.co.jp>

東京 〒110-0005
支店 東京都台東区上野 6-16-17
上野昭和通ビル 9F
TEL 03-5846-5203
FAX 03-5846-5209

大阪 〒532-0011
支店 大阪府大阪市淀川区西中島 5-11-10
第3中島ビル 8F D室
TEL 06-6755-9488
FAX 06-6755-9477

HPはこちら

